

Assiette isotherme

Réf : 091438365



Description du produit

Cette assiette isotherme est munie d'un réservoir d'eau chaude pour maintenir la nourriture chaude pendant un long moment. Pour l'utiliser, il suffit de dévisser le bouchon, puis remplir le réservoir d'eau chaude.

Caractéristiques de cette assiette isotherme :

- Le couvercle seul est compatible avec le lave-vaisselle (partie supérieure)
- Ne convient pas au micro-ondes
- Livré avec couvercle
- Pour adultes

Spécificités techniques

EAN	5028319129224
TVA	20 %
Ø ext. assiette	20cm
Haut.	5cm
Cont.	650ml
Poids	900g
Lave-vaisselle	Oui
Top vente	Oui