

## Gobelet anti renversement Kennedy

Réf : 081003821

Marque : Sammons Preston



### Description du produit

Ce gobelet anti-renversement est parfait pour les personnes qui gardent une posture assise ou inclinée.

La poignée facile à saisir convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.

Le couvercle vissé empêche les fuites et permet d'adapter n'importe quelle paille jetable standard.

#### Caractéristiques :

- Couvercle vissé anti-renversement
- Léger
- Solide
- Poignée facile à saisir
- Pour liquides chauds ou froids
- Utilisable avec toutes les pailles (Pour l'environnement, penser aux pailles réutilisables)
- Lave vaisselle jusqu'à 80°C

## Spécificités techniques

EAN	5028318223282
TVA	20 %
Cont.	200 ml
Haut.	11.5 cm
Sans latex	Oui
Lave-vaisselle	Oui