



Gobelet "Indépendance" avec couvercles interchangeables Homecraft

Réf : 091100049

Marque : Homecraft

Description du produit

En plastique transparent et résistant avec deux anses. La grande base assure une parfaite stabilité du gobelet.

- Gobelets en polypropylène résistant (ou en polycarbonate lorsque cela est indiqué)
- Transparents pour pouvoir quantifier le liquide chaud/froid restant dans la timbale. Couvercles interchangeables.
- Lave-vaisselle jusqu'à 109°C

Spécificités techniques

EAN	5028318388813
TVA	20 %
Désign.	Avec couvercle blanc
Cont.	285ml
Poids	115g