

Maintien A Domicile > Repas > Bavoires

## Bavoir Everyday Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Couche extérieure en polycoton
- Revers imperméable doux et souple
- Les boutons-pression sur la partie inférieure permettent de former une poche de recueil
- Fermeture auto agrippante ou par boutons-pression
- Machine à laver et sèche-linge basse température autorisés



**Bavoir Everyday Homecraft - 091421155** Nouveauté **13 € TTC**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028319042127** • TVA : **20 %**  
Couleur : **Bleu** • Taille : **Petit** • Dim. : **58 x 38cm** • Condit. : **L'Unité**



**Bavoir Everyday Homecraft - 091421148** Nouveauté **14 € TTC**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028319042110** • TVA : **20 %**  
Couleur : **Rouge** • Taille : **Petit** • Dim. : **58 x 38cm** • Condit. : **L'Unité**



### Bavoir Everyday Homcraft - AA5698MB

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318419821** • TVA : **20 %**

Couleur : **Bleu** • Taille : **Moyen** • Dim. : **68 x 46cm** •

Condit. : **L'Unité**

**13 € TTC**



### Bavoir Everyday Homcraft - AA5698MF

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318419838** • TVA : **20 %**

Couleur : **Rouge** • Taille : **Moyen** • Dim. : **68 x 46cm** •

Condit. : **L'Unité**

**13 € TTC**



### Bavoir Everyday Homcraft - AA5698LB

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318419791** • TVA : **20 %**

Couleur : **Bleu** • Taille : **Grand** • Dim. : **89 x 46cm** •

Condit. : **L'Unité**

**13 € TTC**



### Bavoir Everyday Homcraft - AA5698LF

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318419807** • TVA : **20 %**

Couleur : **Rouge** • Taille : **Grand** • Dim. : **89 x 46cm** •

Condit. : **L'Unité**

**13 € TTC**