

Maintien A Domicile > Repas > Bavoires

Bavoir Everyday Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Couche extérieure en polycoton
- Revers imperméable doux et souple
- Les boutons-pression sur la partie inférieure permettent de former une poche de recueil
- Fermeture auto agrippante ou par boutons-pression
- Machine à laver et sèche-linge basse température autorisés



Bavoir Everyday Homecraft - 091421155

Nouveauté

13 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028319042127 • TVA : 20 %

Couleur : **Bleu** • Taille : **Petit** • Dim. : 58 x 38cm • Condit. :

L'Unité



Bavoir Everyday Homecraft - 091421148

Nouveauté

14 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028319042110 • TVA : 20 %

Couleur : **Rouge** • Taille : **Petit** • Dim. : 58 x 38cm •

Condit. : **L'Unité**



Bavoir Everyday Homcraft - AA5698MB

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318419821** • TVA : **20 %**

Couleur : **Bleu** • Taille : **Moyen** • Dim. : **68 x 46cm** •

Condit. : **L'Unité**

13 € TTC



Bavoir Everyday Homcraft - AA5698MF

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318419838** • TVA : **20 %**

Couleur : **Rouge** • Taille : **Moyen** • Dim. : **68 x 46cm** •

Condit. : **L'Unité**

13 € TTC



Bavoir Everyday Homcraft - AA5698LB

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318419791** • TVA : **20 %**

Couleur : **Bleu** • Taille : **Grand** • Dim. : **89 x 46cm** •

Condit. : **L'Unité**

13 € TTC



Bavoir Everyday Homcraft - AA5698LF

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318419807** • TVA : **20 %**

Couleur : **Rouge** • Taille : **Grand** • Dim. : **89 x 46cm** •

Condit. : **L'Unité**

13 € TTC