

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Préhension et aides à la lecture](#) > [Barres d'appui](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Barres d'appui relevables](#)



## Barre d'appui WC sol-mur Ringwood Homecraft

Réf : 081330901

Marque : Homecraft

### Description du produit

Cette barre d'appui pour WC sol-mur est fabriquée dans un tube en acier de grand diamètre pour plus de confort et une meilleure adhérence.

#### Caractéristiques de cette barre d'appui WC :

- Fixation au sol et au mur
- Tube en acier
- Finition époxy blanc
- Usage intérieur / extérieur

### Spécificités techniques

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN              | 5028318339815 |
| TVA              | 20 %          |
| Long. Depuis sol | 76cm          |
| Long. Depuis mur | 78cm          |
| Ø rail           | 3,2cm         |

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids     | 2,4kg |
| Top vente | Oui   |