

Tube en mousse plastazote

Réf : 091101955



Description du produit

- Mousse à cellules fermées
- Facilite la prise en main
- Se coupe à la longueur souhaitée

Spécificités techniques

EAN	5028318030934
TVA	20 %
Modèle	Ø int. 0.6 cm - Ø ext. 1.9 cm - Blanc
Couleur	Blanc
Condit.	L'unité
Ø int.	0.6 cm
Ø ext.	1,9 cm
Long.	100 cm
Poids	30 g

Lave-vaisselle

Oui