



Ciseaux pédicure Easi-Grip

Réf : 091102870



Description du produit

Les poignées longues de ces ciseaux pour pédicure permettent à toute la main d'être utilisée pour contrôler les ciseaux, ce qui est idéal pour ceux qui ont une faible préhension.

La forme allongée aide les utilisateurs ayant des difficultés à se plier et les lames inclinées offrent une bonne position de coupe, la lame supérieure étant légèrement dentelée pour l'empêcher de glisser.

Caractéristiques :

- Longue poignée
- Lames en acier inoxydable légèrement courbées
- Lame supérieure légèrement dentelée

Spécificités techniques

EAN	5028318946471
TVA	20 %
Long. totale	20cm

Long. Lame	3cm
Poids	55g
Top vente	Oui