



## Enfile-collants à poignées pliables Donner Homecraft®

Réf : 091095447

Marque : Homecraft



### Description du produit

Cet Enfile-collants à poignées pliables Donner Homecraft a été conçu pour les personnes ayant du mal à se baisser ou une faible force dans la partie supérieure du corps.

Similaire en tous points avec l'enfile bas Donner, mais avec deux colonnes pour pouvoir enfiler une paire de collants. Le cadre léger est très utile aux personnes ayant peu de force dans la partie supérieure du corps.

#### Caractéristiques :

- Version deux colonnes de l'[enfile bas Donner](#) (ref 081330869)
- Cadre léger

### Spécificités techniques

EAN	5028318406081
TVA	20 %
Dim. (L x l x h)	(avec les poignées) 38 x 13 x 56cm