



Soutien lombaire Backfriend

Réf : 091092063

Description du produit

Le soutien lombaire Backfriend est un siège conçu avec des considérations orthopédiques et ergonomiques. Il améliore la posture et le confort dans une variété d'endroits, par exemple la maison, le bureau ou la voiture.

Des charnières facilement réglables placent la courbe à la hauteur qui convient à l'utilisateur.

Recouvert d'un tissu beige de qualité, ce soutien lombaire s'ajuste facilement et rapidement pour que la courbe du dossier soit toujours dans le bon angle.

Caractéristiques :

- Encourage la bonne posture
- Siège en deux parties profilé et moulé
- Soutien ferme et ergonomique de la région lombaire
- Poignée incorporée pour le transport
- Ensemble pliable
- Disponible en version standard ou rembourré pour plus de confort

Spécificités techniques

EAN	5028318019243
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Modèle	Standard
Dim. (l x h)	29.5 x 48 cm
Dim. (L x l)	50,8 x 41,9cm (replié)
Poids	1,6kg