

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Relèves buste et coussins d'aide à la levée](#)

[Aides à la mobilité](#) > [Fournitures d'aides au transfert de la personne](#) > [Accessoires d'aides à la levée](#)



## Coussin d'aide à la levée à mémoire de forme UpLift

Réf : 091088699

### Description du produit

Ce coussin d'aide à la levée facilite la levée et l'assise. Il s'utilise dans les sièges avec accoudoirs et dont la surface d'assise est d'une stabilité appropriée. La qualité de l'assise et de la levée est grandement accompagnée pour que tout se fasse avec le moins d'effort en douceur.

#### Caractéristiques :

- Léger et portable
- Base antidérapante
- Mécanisme par vérin à gaz
- Réglage du poids par échelle graduée
- Levée douce
- Poignée de transport intégrée
- Coussin en mousse à mémoire de forme
- Housse noire lavable en machine

### Spécificités techniques

EAN	5028318199747
TVA	20 %
Poids de l'utilisateur	43 - 100kg
Siège (L x l)	48 x 43cm

Base (L x l)	41 x 38cm
Haut. mini-maxi	5 - 26cm
Poids	4,1kg
Poids maximum	100kg
Top vente	Oui