



## Coussin de chaise en mousse

Réf : 081174903

Marque : Sammons Preston

### Description du produit

Ce coussin de chaise est constitué de mousse de polyuréthane / polystyrène très légère et possède une bandoulière qui facilite son levage et son transport. Chaque coussin de chaise est livré avec une housse en nylon lavable et une fermeture à glissière.

#### Caractéristiques :

- Sangle de transport
- Housse en coton amovible lavable
- S'attache à l'arrière du fauteuil

### Spécificités techniques

EAN	5028318887767
TVA	20 %
Haut.	10cm
Dim. (L x l)	37,5 x 37,5cm
Poids	900g
Poids maximum	113kg

