

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Relèves buste et coussins d'aide à la levée](#)

[Aides à la mobilité](#) > [Fournitures d'aides au transfert de la personne](#) > [Accessoires d'aides à la levée](#)

## Aide à la levée du fauteuil - CouchCane™

Réf : 081530690



### Description du produit

Cette aide à la levée munie d'une base en acier solide de 1 m de long avec des patins antidérapants qui se place

sous les meubles, apporte une très grande stabilité et empêche les meubles de glisser. La canne à long manche est réglable en hauteur et interchangeable pour un positionnement latéral gauche ou droit.

#### Caractéristiques de cette aide à la levée :

- Base solide en acier avec patins antidérapants
- Poignée ergonomique positionnable à gauche ou à droite
- Poignée souple

Existe également en [aide à la levée avec tablette](#)

## Spécificités techniques

EAN	5028318888276
TVA	20 %
Haut. Sol - poignée	72,5 - 80cm
Poignée (L x l x ép.)	15 x 15 x 3cm
Long.	Base 1m
Poids	6,8kg
Poids maximum	118kg