

Aide à la levée de fauteuil CouchCane™ avec tablette

Réf : 081503903



Description du produit

Avec une poignée de sécurité ergonomique, cette aide à la levée permet de rester debout ou assis facilement et en toute sécurité. Le plateau pivotant a de multiples utilisations et comprend un porte-gobelet et un compartiment à ustensiles. Le cadre est réglable en longueur et en hauteur pour s'adapter de chaque côté du canapé ou de la chaise. Sur la base du cadre, des patins en caoutchouc très adhérents assurent la stabilité et protègent le sol

Caractéristiques de cette aide à la levée :

- Sécurisant
- Poignée ergonomique
- Plateau pivotant
- Porte-gobelet intégré et compartiment à ustensiles
- Tablette réglable en longueur et en hauteur
- Patins en caoutchouc antidérapants

Spécificités techniques

EAN

5028319044909

TVA	20 %
Haut. mini - maxi	Poignée 85cm - 1m
Poignée (L x l x ép.)	15 x 15 x 3cm
Long.	Base 50 - 90cm
Dim. tablette	40 x 45cm
Haut. Ajust. Tablette	65 - 80cm
Limite poids tablette	13kg
Poids	8,9kg
Poids maximum	114kg