

Barre de lit Parnell Premier

Réf : 091324490



Description du produit

La hauteur au sommet de la main courante de cette barre de lit est d'environ 92cm, ce qui la rend idéale pour des lits plus hauts ou des lits dotés de matelas très épais. Cette barre de lit convient également aux utilisateurs de grand gabarit, avec un poids maximum de 165 kg.

Cette barre de lit est très simple à monter et à adapter au lit sans outils, ni attaches, ni sangles de quelque type que ce soit.

Caractéristiques de cette barre de lit :

- Ergonomique
- Fonctionnelle, solide et sécurisante
- Pour lits hauts ou avec un matelas épais
- Cadre en acier à poser au sol
- Partie plate à placer à l'avant pour un accès en fauteuil roulant

Spécificités techniques

EAN 5028319035921

TVA 20 %

| | |
|---------------|-----------------|
| Dim. (L x l) | Cadre 41 x 81cm |
| Rail (L x h) | 41 x 92cm |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 9,5kg |
| Poids maximum | 165kg |