



Barre de lit Bed Leaver™

Réf : 091089457



Description du produit

Pour beaucoup de gens, passer d'une position couchée à une position assise puis se tenir debout est extrêmement difficile. Les barres de lit apportent la solution et aident à restaurer l'indépendance de l'utilisateur. Cette barre de lit est devenue l'une des aides à la chambre les plus connues et les plus fiables du secteur de la santé. Elle est composée d'un rail en acier fixé à une plinthe en bois robuste, scellée et laquée. Elle est fournie avec des sangles de fixation pour fixer le rail en place sur un lit de toute taille

Caractéristiques de cette barre de lit :

- Barre en acier époxy fixée sur une solide planche en bois laqué
- Sangles de fixation incluses (366 cm de longueur)
- Pour les lits de toutes dimensions

Spécificités techniques

EAN	5028318210244
TVA	20 %
Dim. (L x l)	60 x 33cm
Haut.	Poignée 50cm
Poids	4kg
Poids maximum	108kg
Top vente	Oui