



## Barre de lit Easyleaver™

Réf : 091089424

### Description du produit

Cette barre de lit aide le patient à s'asseoir, s'installer ou se lever du lit. Elle permet une plus grande indépendance aux personnes dans leurs chambre à coucher. La barre peut être utilisée sur la plupart des lits. Elle ne se sent pas au travers d'un matelas d'épaisseur standard. Elle est très facile à assembler et fournie avec des sangles de fixation.

Disponible en version [barre de lit XXL](#) pour personnes fortes

#### Caractéristiques de cette barre de lit :

- Cadre et poignée métallique
- 2 clips de sécurité
- Butoirs en caoutchouc gris
- Sangles bleues inclus (2 grandes + 2 petites). Sangles fermées par une boucle
- Pour toutes les tailles de lit (simple à double extra-large)
- Base à placer sous le matelas
- Pour matelas épaisseur minimum de 7,5cm

### Spécificités techniques

EAN	5028318199723
TVA	20 %
Dim. (L x l)	62 x 36,5cm

Haut.	Poignée 47cm
Long. Petites sangles	3,66m
Long. Grandes sangles	4,4m
Poids	3,1kg
Poids maximum	108kg
Top vente	Oui