



## Barre de lit Easyrail™

Réf : 091089465



### Description du produit

Cette barre de lit extrêmement populaire convient aux lits à lattes. Spécialement conçue pour se poser à plat dans le cadre du lit et offrir tous les avantages des barres d'appui. La version à poignée unique est idéale pour toutes les tailles de lit et la version à poignée double peut être utilisée lorsque les deux occupants ont besoin d'assistance ou lorsqu'un occupant unique a besoin de se changer

#### Caractéristiques de cette barre de lit :

- Version simple barre pour tous types de lits
- Version double barre pour lits deux personnes

### Spécificités techniques

EAN	5028318210251
TVA	20 %
Modèle	Simple
Long.	67cm

Larg.	44,5cm
Haut.	Poignée 47cm
Poids	3,5kg
Poids maximum	127kg