

## Barre de lit Smart-Rail™

Réf : 081074624



### Description du produit

Concept qui aide les personnes à se tenir, se lever, et à se déplacer dans et hors du lit. A la différence des autres barres de lit, Smart-Rail™ peut s'ouvrir et pivoter vers l'extérieur, garantissant ainsi un meilleur positionnement et soutien.

L'armature en acier se fixe à la base opposée du lit avec des sangles afin de garantir un maximum de stabilité. L'ensemble peut se ranger ou être transporté à plat.

#### Caractéristiques :

- Barre pivotante facilitant le transfert au lit
- Structure en acier
- Sangles (incluses) à attacher à la base opposée du lit
- S'adapte aux lits simples et 2 places
- Extensions en option pour augmenter la hauteur de la Smart-Rail™

### Spécificités techniques

EAN	5028318210213
TVA	20 %
Désign.	Barre de lit Smart Rail™
Haut. Totale	76cm
Poids	7,7kg
Poids maximum	127kg