



## Protection de lit en U Posey

Réf : 081138965

### Description du produit

Cette protection de lit aide à empêcher le patient de se coincer dans la tête de lit, le pied de lit ou les longerons. Elle dissuade également le patient à sortir du lit. Les rabats auto-agrippants fixent la protection sous le matelas et les sangles sont fixées aux longerons, à la tête de lit ou au pied de lit. La protection de lit est faite de mousse douce et durable et recouverte de vinyle essuyable, ce qui facilite le nettoyage.

#### Caractéristiques de cette protection de lit :

- Forme en U
- Utilisable en tête ou en pied de lit
- Fixation par système boucles et crochets
- En mousse confortable
- Revêtement en vinyle

### Spécificités techniques

EAN	5028318888306
TVA	20 %
Dim. (l x h)	28 x 25 cm (protections latérales)
Long.	95cm

Haut. Totale	42,5cm
Haut.	25cm (mesurée au dessus du matelas)
Ép.	5cm
Condit.	L'unité