



Coussin bouée Dunlopillo

Réf : 091091008

Description du produit

Les coussins bouées Dunlopillo offrent un confort et un soutien doux en soulageant la pression des zones tendues.

Ces coussins représentent une solution idéale pour les personnes sortant d'opération ou s'étant récemment blessés.

Caractéristiques :

- Coussin en mousse de polyuréthane Elastoflex
- Ignifugé
- Confortable
- Peut être stérilisé à la vapeur
- La housse est vendue séparément

Spécificités techniques

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 5028318018505 |
| TVA | 20 % |
| Désign. | Coussin seul |
| Ø ext. | 43cm |
| Ø int. | 12,5cm |
| Poids | 1kg |