

## Cadre de marche releveur pliable

Réf : 091116862



### Description du produit

Le cadre de marche releveur pliable se distingue par ses 4 poignées fonctionnelles.

Ce cadre de marche léger est conçu pour aider l'utilisateur à se lever d'une position assise. Il peut également être inversé et utilisé comme un cadre des toilettes.

#### Avantages du cadre de marche releveur :

- Léger
- Cadre aluminium
- Double fonction :

1Poignées basses : aident la personne à se relever d'une chaise / d'un fauteuil

2Poignées hautes : facilitent la déambulation

- Réversible - utilisable comme cadre de toilettes
- Forme légèrement évasée
- Largeur entre les poignées supérieures :

46,5cm (partie avant) ; 48,5cm (partie arrière)

- Largeur entre les poignées inférieures :

52cm (partie avant) ; 54cm (partie arrière)

## Spécificités techniques

EAN	5028318038640
TVA	10 %
LPPR	Code générique: 1285619 (53.81 € TTC), Code individuel: 6284458 (53.81 € TTC)
Haut. mini - maxi	81 - 91,5cm
Larg.	59,7cm
Poids	2,5kg
Poids maximum	136kg