

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de douche mural  
Maintien A Domicile > XXL > Bain / Toilettes

## Siège de douche mural

● disponible sous 10 jours

- Robuste
- Dossier confortable incliné de 10°
- Accoudoirs moulés rabattables. Ajustables de 0° à 5°
- Cadre et pieds en acier
- Siège relevable
- Pieds ajustables en hauteur



### Siège de douche mural - AA1685

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318377824** • TVA : **20 %**

Dim. (L x l) Siège : **58 x 57,5cm** • Modèle : **Standard** •

Haut. mini - maxi Siège : **39 - 64cm** • Dist. entre

accoudoirs : **48cm** • Dist. depuis mur replié : **24,5cm** •

poids : **12,7kg** • poids maximum : **255kg**

**751 € TTC**



### Siège de douche mural - AA1686

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318377831** • TVA : **20 %**

Dim. (L x l) Siège : **58 x 57,5cm** • Modèle : **Avec**

**rembourrage en mousse polyuréthane** • Haut. mini - maxi

Siège : **39 - 64cm** • Dist. entre accoudoirs : **48cm** • Dist.

depuis mur replié : **24,5cm** • poids : **13,6kg** • poids

maximum : **255kg**

**720 € TTC**