



## Siège de douche mural extra large

Réf : 091171602

### Description du produit

Avec un poids maximum de 222 kg et un siège extra large, ce siège de douche mural convient à un grand nombre d'utilisateurs.

Fabriqué à partir d'une combinaison d'acier galvanisé et d'aluminium avec un revêtement pour donner une finition durable et attrayante, ce siège de douche mural se replie contre le mur lorsqu'il n'est pas utilisé. Les coussinets sont fournis pour plus de confort et de chaleur.

#### Caractéristiques de ce siège de douche mural :

- Cadre en acier et aluminium
- Rabattable
- Assise et dossier rembourrés
- Grande largeur
- Robuste
- Deux accoudoirs

### Spécificités techniques

EAN	5028318902576
TVA	20 %
Désign.	Siège avec accoudoirs et dossier rembourrés

Dim. (L x l)	Siège 61,5 x 40cm
Haut. Dossier	(depuis l'assise) 45,5cm
Haut. Siège	44 - 56cm
Poids maximum	222kg