

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain pivotants

## Siège de bain pivotant Swivel Bather™

● disponible sous 10 jours

- Siège en plastique perforé monté sur un solide cadre en acier
- 4 positions de rotation du siège
- 2 accoudoirs
- Assise confortable



### Siège de bain pivotant Swivel Bather™ - **AA1280**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318002818** • TVA : **20 %**

Dim. (L x l) Siège : **44,5 x 40,5cm** • Couleur : **Blanc** • Haut.

Dossier : **35,5cm** • Larg. Int. baignoire : **53,5 - 63,5cm** •

Dist. entre accoudoirs : **48,5cm** • poids : **6,4kg** • poids

maximum : **127kg**

**359 € TTC**