



## Siège de bain pivotant Swivel Bather™

Réf : 091073162

### Description du produit

- Siège en plastique perforé monté sur un solide cadre en acier
- 4 positions de rotation du siège
- 2 accoudoirs
- Assise confortable

### Spécificités techniques

EAN	5028318002818
TVA	20 %
Dist. entre accoudoirs	48,5cm
Dim. (L x l) Siège	44,5 x 40,5cm
Couleur	Blanc
Haut. Dossier	35,5cm
Larg. Int. baignoire	53,5 - 63,5cm
Poids	6,4kg

Poids maximum

127kg