

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain pivotants

Siège de bain pivotant pour baignoire d'angle

● disponible sous 10 jours

- S'adapte sur la plupart des baignoires d'angle
- Siège perforé monté sur un cadre en acier
- Tubes ajustables indépendamment en largeur de 81 à 120cm



Siège de bain pivotant pour baignoire d'angle - AA1281

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318376704** • TVA : **20 %**

Dim. (L x l) Siège : **44,5 x 40,5cm** • Larg. entre accoudoirs :

48,5cm • Haut. Dossier : **35,5cm** • Haut. mesurée à partir

du rebord baignoire : **9cm** • poids : **6,5kg** • poids maximum :

160kg

617 € TTC