

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain pivotants

Siège de bain pivotant pour baignoire d'angle

● disponible sous 10 jours

- S'adapte sur la plupart des baignoires d'angle
- Siège perforé monté sur un cadre en acier
- Tubes ajustables indépendamment en largeur de 81 à 120cm
- Rotation à 360° pouvant être bloqué tous les 90°



Siège de bain pivotant pour baignoire d'angle - **091073170**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318376704** • TVA : **20 %**

Larg. entre accoudoirs : **48,5cm** • Haut. Dossier : **35,5cm** •

Haut. mesurée à partir du rebord baignoire : **9cm** • Dim. (L x

l) Siège : **44,5 x 40,5cm** • poids : **6,5kg** • poids maximum :

160kg

450 € TTC