

Maintien A Domicile > Bain et douche > Elévateurs de bain

Elévateur de bain gonflable

● disponible sous 10 jours

Cet élévateur de bain gonflable est facile à utiliser pour abaisser doucement l'utilisateur au fond de la baignoire. Une fois en place, vous pouvez choisir de laisser une petite quantité d'air dans le coussin pour servir de support dorsal. Vous pouvez également libérer tout l'air pour se baigner normalement.

Une fois le bain terminé, l'élévateur de bain gonflable peut être gonflé de nouveau à l'aide du compresseur Airflo afin de relever l'utilisateur au plus haut niveau de la baignoire.

Conçu pour offrir une stabilité et un confort accrus, cet élévateur de bain léger est doté d'une poignée de transport. Il est donc facilement transportable pour qu'il vous accompagne partout ou vous vous rendez.

-
- Léger
 - Descend doucement la personne dans la baignoire
 - Possibilité de gonfler le dossier indépendamment du siège
 - Ne nécessite aucune fixation ou adaptation
 - Poignée de transport
 - Compresseur Airflo fourni
 - Aide l'utilisateur à entrer et à sortir de la baignoire
 - idéal pour personnes âgées et handicapées
 - Convient uniquement aux personnes ayant une bonne stabilité du haut du corps
 - Le coussin gonflable peut être gonflé et dégonflé au besoin
 - Facile à installer et à enlever sans modifier la salle de bain existante

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Manuel d'utilisation](#)



Elévateur de bain gonflable - 091170935

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318901906** • TVA : **5.5 %**

Prof. Siège : **44cm** • Haut. Siège : **40cm (gonflé) ; 2cm**

(dégonflé) • Dim (L x l x h) : **30,5 x 27 x 15,5cm**

(compresseur Airflo) • Larg. Siège : **58cm** • poids : **2kg**

(coussin) ; 6kg (compresseur Airflo) • poids maximum :
153kg

940 € TTC