

Maintien A Domicile > Bain et douche > Elévateurs de bain

Elévateur de bain gonflable

● disponible sous 10 jours

- Léger
- Descend doucement la personne dans la baignoire
- Possibilité de gonfler le dossier, indépendamment du siège
- Ne nécessite aucune fixation ou adaptation
- Poignée de transport
- Compresseur Airflo fourni

Attention ! Ce produit doit être utilisé uniquement par des personnes ayant une bonne stabilité de la partie supérieure du corps

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Manuel d'utilisation](#)



Elévateur de bain gonflable - 091170935

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318901906** • TVA : **5.5 %**

Prof. Siège : **44cm** • Haut. Siège : **40cm (gonflé) ; 2cm**

(dégonflé) • Dim (L x l x h) : **30,5 x 27 x 15,5cm**

(compresseur Airflo) • Larg. Siège : **58cm** • poids : **2kg**

(coussin) ; 6kg (compresseur Airflo) • poids maximum : **153kg**

940 € TTC