

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de douche mural

Siège mural rembourré avec dossier et accoudoirs

● disponible sous 10 jours

- Robuste, le cadre du siège est en aluminium époxy
- L'assise, le dossier et les accoudoirs sont rembourrés
- Esthétique
- Accoudoirs relevables
- 2 embouts en caoutchouc
- 2 versions de siège : standard ou avec découpe frontale

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Manuel d'utilisation : Siège mural](#)



Siège mural rembourré avec dossier et accoudoirs - **AA1681**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318423903** • TVA : **20 %**

Modèle : **Standard** • Dim. (L x l) Siège : **46 x 37cm** • Haut.

Siège : **52 - 60cm** • Larg. entre accoudoirs : **54cm** • Larg.

Totale : **59cm** • Projection depuis le mur quand relevée :

18cm • Projection depuis mur quand ouvert : **54cm** • poids :

6,3kg • poids maximum : **160kg**

262 € TTC



Siège mural rembourré avec dossier et accoudoirs - **AA1682**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318423910** • TVA : **20 %**

Modèle : **Avec découpe** • Dim. (L x l) Siège : **46 x 37cm** •

Haut. Siège : **52 - 60cm** • Larg. entre accoudoirs : **54cm** •

Larg. Totale : **59cm** • Projection depuis le mur quand relevée : **18cm** • Projection depuis mur quand ouvert : **54cm**

• poids : **6,3kg** • poids maximum : **160kg**

298 € TTC