



## Siège de douche mural rembourré avec dossier et accoudoirs

Réf : 091076728

### Description du produit

Ce siège de douche robuste et rembourré est fabriqué à partir d'aluminium revêtu d'époxy, ce qui lui permet de résister à la corrosion. L'assise, le dossier et les accoudoirs sont généreusement rembourrés de mousse cellulaire moulée. Pour permettre un transfert latéral facile, les accoudoirs peuvent être facilement relevés.

#### Caractéristiques de ce siège de douche mural :

- Cadre du siège est en aluminium époxy
- Esthétique
- Accoudoirs relevables
- 2 embouts en caoutchouc
- 2 versions de siège : standard ou avec découpe frontale

### Spécificités techniques

EAN	5028318423903
TVA	20 %
Modèle	Standard
Dim. (L x l) Siège	46 x 37cm
Haut. Siège	52 - 60cm

Larg. entre accoudoirs	54cm
Larg. Totale	59cm
Projection depuis le mur quand relevée	18cm
Projection depuis mur quand ouvert	54cm
Poids	6,3kg
Poids maximum	160kg