



Fauteuil roulant de douche Clean

Réf : 091075878

Description du produit

Les détails qui font la différence.

Ce fauteuil roulant de douche Clean est confortable, sécurisé et facile à utiliser. Chaque détail a été conçu pour faciliter les choses sous la douche et dans les toilettes à la fois pour les utilisateurs et les aides-soignants. Conçu pour la durabilité, le fauteuil de douche Clean ne comporte ni joint de soudure ni trou, ce qui réduit le risque de corrosion. Le siège est complètement ouvert à l'arrière, ce qui facilite l'hygiène intime de l'utilisateur.

Les accoudoirs peuvent être enlevés ou basculés et le repose-pieds glisse rapidement et facilement sous le siège lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui rend les transferts plus faciles et plus sûrs. Le fauteuil roulant de douche Clean est une chaise de douche bien équilibrée et facile à manœuvrer.

Caractéristiques de ce fauteuil de douche Clean :

- L'assise est entièrement ouverte vers l'arrière et permet la toilette intime sans assistance
- Les transferts latéraux sont réalisés en toute sécurité grâce à un large dégagement entre l'assise et les roues. Les manettes de frein sont situées en dessous de l'assise afin de ne pas gêner les transferts
- Confortable
- Sécurisante
- Solide
- Châssis en acier
- Siège, dossier, accoudoirs et repose-pieds en polypropylène
- Roues arrière à bâtons
- Roulettes pivotantes
- Repose-pieds escamotable

Spécificités techniques

| | |
|---------------------------|-----------------|
| EAN | 5028318394654 |
| TVA | 20 % |
| Haut. Siège | 55cm |
| Larg. Siège | 48cm |
| Haut. Siège - Accoudoir | 22cm |
| Larg. entre accoudoirs | 43,5cm |
| Larg. Totale | 69cm |
| Prof. (sans repose-pieds) | 73cm |
| Long. | accoudoirs 36cm |
| Espacement sol-siège | 49,5cm |
| Ø roues arrière | 61cm |
| Ø roulettes | 12,5cm |
| Poids | 20kg |
| Poids maximum | 130kg |