



## Chariot de douche

Réf : 091077031

### Description du produit

- Permet de doucher les patients en position allongée
- Simple à manoeuvrer
- 3 roulettes avec frein et la 4ème est directionnelle
- Commande à pied
- Hydraulique
- Les barrières latérales s'abaissent afin de faciliter le transfert de la personne
- Le repose-tête et le rembourrage améliorent le confort
- Hauteur rembourrages latéraux 20cm

### Spécificités techniques

EAN	5028318379149
TVA	5.5 %
Ø roues	12.7 cm
Désign.	Hauteur fixe
Haut. ajustement	96cm
Surface	1m93 x 75cm
Poids	60kg
Poids maximum	190kg