

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain

Siège de bain suspendu Days

● disponible sous 10 jours



Surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- Siège perforé en plastique monté sur un cadre en aluminium
- Découpe frontale à l'avant du siège
- Livré en kit à monter soi-même
- Cadre ajustable en largeur



Siège de bain suspendu Days - 091477744

61 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028319168704 • TVA : 20 %

Larg. Ajustement : 60 - 72cm • Dim. (L x l) Siège : 40 x

40cm • Ouverture (L x l) : 12 x 15cm • poids : 3kg • poids

maximum : 130kg