



## Siège de bain suspendu Days

Réf : 091477744

Marque : Days

### Description du produit

Surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- Siège perforé en plastique monté sur un cadre en aluminium
- Découpe frontale à l'avant du siège
- Livré en kit à monter soi-même
- Cadre ajustable en largeur

### Spécificités techniques

EAN	5028319168704
TVA	20 %
Larg. Ajustement	60 - 72cm
Dim. (L x l) Siège	40 x 40cm
Ouverture (L x l)	12 x 15cm
Poids	3kg
Poids maximum	130kg

