

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain

## Siège de bain suspendu Days

● disponible sous 10 jours



Surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- Siège perforé en plastique monté sur un cadre en aluminium
- Découpe frontale à l'avant du siège
- Livré en kit à monter soi-même
- Cadre ajustable en largeur



Siège de bain suspendu Days - **091477744**

**61 € TTC**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319168704** • TVA : **20 %**

Larg. Ajustement : **60 - 72cm** • Dim. (L x l) Siège : **40 x**

**40cm** • Ouverture (L x l) : **12 x 15cm** • poids : **3kg** • poids

maximum : **130kg**