

Maintien A Domicile > Préhension et basse vision > Barres d'appui
Maintien A Domicile > Bain et douche > Barres d'appui et tapis de bain

Barre d'appui en acier poli Homecraft


● disponible sous 10 jours



- Pour toutes les pièces de la maison dont la salle de bain
- Robuste
- Caches vis fournis

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)




Barre d'appui en acier poli Homecraft -
091329101 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319040505** • TVA : **20 %**

Modèle : **Droite** • Dist. depuis mur : **5cm** • Long. : **30,5cm** •
Ø rail : **3,2cm** • poids : **450g**

40 € TTC




Barre d'appui en acier poli Homecraft -
091329119 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319040512** • TVA : **20 %**

Modèle : **Droite** • Dist. depuis mur : **5cm** • Long. : **45cm** • Ø
rail : **3,2cm** • poids : **700g**

46,50 € TTC



Barre d'appui en acier poli Homecraft -


091329127 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319040529** • TVA : **20 %**

Modèle : **Droite** • Dist. depuis mur : **5cm** • Long. : **61cm** • Ø rail : **3,2cm** • poids : **750g**

50 € TTC



Barre d'appui en acier poli Homecraft -


091329143 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319040543** • TVA : **20 %**

Modèle : **Courbée** • Dist. depuis mur : **5cm** • Long. : **30,5cm** • Ø rail : **3,2cm** • poids : **450g**

49,50 € TTC



Barre d'appui en acier poli Homecraft -

091329150 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319040550** • TVA : **20 %**

Modèle : **Courbée** • Dist. depuis mur : **5cm** • Long. : **45cm** • Ø rail : **3,2cm** • poids : **700g**

60 € TTC



Barre d'appui en acier poli Homecraft -

091329168 **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319040567** • TVA : **20 %**

Modèle : **Courbée** • Dist. depuis mur : **5cm** • Long. : **61cm** • Ø rail : **3,2cm** • poids : **750g**

67 € TTC