

Maintien A Domicile > Toilettes > Cadres de toilettes

Cadre pour Porta Potti 165

● disponible sous 10 jours

- Cadre en métal ajustable pour Porta Potti 165 (réf. AA2410). Se place sur le Porta Potti 165 lorsqu'un soutien supplémentaire est nécessaire.
- Réglable en hauteur



Cadre pour Porta Potti 165 - AA2430

Nouveauté

102 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318012169 • TVA : 20 %

Haut. : (cadre) 5,5 - 15,5cm • Haut. Accoudoir : 72,5cm •

Larg. : 40,6cm • Prof. : 52cm • Haut. Siège : 46,9 - 56,9cm •

poids : 5,7kg • poids maximum : 165kg