

Maintien A Domicile > Toilettes > Cadres de toilettes

Cadre pour Porta Potti 165

● disponible sous 10 jours

- Cadre en métal ajustable pour Porta Potti 165 (réf. AA2410). Se place sur le Porta Potti 165 lorsqu'un soutien supplémentaire est nécessaire.
- Réglable en hauteur



Cadre pour Porta Potti 165 - **091081421**

Nouveauté

102 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318012169** • TVA : **20 %**

Haut. : **(cadre) 5,5 - 15,5cm** • Haut. Accoudoir : **72,5cm** •

Larg. : **40,6cm** • Prof. : **52cm** • Haut. Siège : **46,9 - 56,9cm** •

poids : **5,7kg** • poids maximum : **165kg**