

Maintien A Domicile > Repas > Assiettes et accessoires

## Bol avec large rebord Dignity

● disponible sous 10 jours

- En céramique
- Le bol est profond. Il est idéal pour les soupes et les céréales
- Le large rebord permet une saisie facile



Bol avec large rebord Dignity - **091313709**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319013721** • TVA : **20 %**

Couleur : **Jaune** • Cont. : **425ml**



**30 € TTC**



Bol avec large rebord Dignity - **091313683**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319013707** • TVA : **20 %**

Couleur : **Blanc** • Cont. : **425ml**



**30 € TTC**



## Bol avec large rebord Dignity - 091313691

**30 € TTC**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319013714** • TVA : **20 %**

Couleur : **Vert** • Cont. : **425ml**

