

Maintien A Domicile > Repas > Assiettes et accessoires

Bol avec large rebord Dignity

● disponible sous 10 jours

- En céramique
- Le bol est profond. Il est idéal pour les soupes et les céréales
- Le large rebord permet une saisie facile



Bol avec large rebord Dignity - **091313709**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319013721** • TVA : **20 %**

Cont. : **425ml** • Couleur : **Jaune**



30 € TTC



Bol avec large rebord Dignity - **091313683**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319013707** • TVA : **20 %**

Cont. : **425ml** • Couleur : **Blanc**



30 € TTC



Bol avec large rebord Dignity - 091313691

30 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319013714** • TVA : **20 %**

Cont. : **425ml** • Couleur : **Vert**

