

Maintien A Domicile > Bain et douche > Tabourets de douche

## Tabouret d'angle Days

● disponible sous 10 jours



Tabouret idéal pour les cabines de douche à espace réduit. Son assise triangulaire épouse le coin de la douche sans l'encombrer. Ses pieds sont réglables indépendamment permettant de relever le pied en appui sur le rebord de douche. Ce tabouret est très stable et léger grâce à sa structure en aluminium de haute qualité.

- Très qualitatif
- Léger
- Cadre en aluminium
- Siège en plastique moulé
- Pieds réglables indépendamment
- A assembler soi-même



### Tabouret d'angle Days - 091325463

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028319036898 • TVA : 20 %

Dim. (L x l) Siège : 52,5 x 38 cm • Empreinte au sol : 62 x 52 x 52 cm • Haut. Siège : 44 - 54 cm • poids : 3,2 kg • poids maximum : 160 kg

**66 € TTC**