

Maintien A Domicile > Bain et douche > Tabourets de douche

Tabouret de douche en aluminium Days

● disponible sous 10 jours



- Ajustable en hauteur
- Cadre en aluminium léger
- Assise en plastique à clipser, facilement amovible
- Avec poignées pour un meilleur soutien

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)



Tabouret de douche en aluminium Days - **091325356**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319036782** • TVA : **20 %**

Larg. entre accoudoirs : **50cm** • Dim. (L x l) Siège : **37 x 27cm** • Dim. Hors-tout (l x p) : **55 x 37,5cm** • Haut. mini - maxi Siège : **46 - 58,5cm** • poids : **2,8kg** • poids maximum : **160kg**

42 € TTC