

Maintien A Domicile > Toilettes > Barres d'appui relevables

Barre relevable avec pied de soutien Days

● disponible sous 10 jours



- Système de blocage en position haute
- Pied de soutien solide et ajustable en hauteur
- Embout antidérapant

TOP VENTE

Barre relevable avec pied de soutien Days - **61 € TTC**

091357037

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319084851** • TVA : **20 %**

Haut. : **Pied de soutien 72 - 92cm** • Long. : **74cm** • Dim.

Plaque de fixation : **23 x 10,5cm** • poids : **4kg** • poids maximum : **125kg**

A photograph showing a white toilet in a bathroom. A white, adjustable support bar is mounted to the wall on the left side of the toilet. The bar is extended downwards to the floor, where it has a black, non-slip foot. The bar is positioned to provide support for someone using the toilet.