

Autonomie & vie quotidienne > Bain et douche > Sièges de bain



Siège de bain suspendu avec dossier Days

Réf: 091356062

Marque: Days

Description du produit

Ce siège de bain en aluminium possède un siège en plastique avec une découpe en forme de fer à cheval pour le nettoyage intime et de petits trous pour le drainage de l'eau.

Ce siège de bain surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée et la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant.

Caractéristiques de ce siège de bain :

- · Cadre en aluminium avec siège en plastique
- Cadre ajustable en largeur
- Siège perforé en plastique monté sur un cadre en aluminium
- Livré en kit à monter soi-même

Spécificités techniques

EAN	5028319083885
TVA	20 %
Larg. Ajustement	60 - 72cm

Haut. Siège - Accoudoir	16 cm	
Dossier (I x h)	47 x 15cm	
Dim. (L x I) Siège	40 x 40cm	
Haut. Totale	36cm	
Ouverture (L x I)	12 x 15cm	
Poids	3kg	
Poids maximum	130kg	