

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain


## Siège de bain suspendu avec dossier Days

● disponible sous 10 jours



Surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- Siège perforé en plastique monté sur un cadre en aluminium
- Découpe frontale à l'avant du siège
- Livré en kit à monter soi-même
- Cadre ajustable en largeur



### Siège de bain suspendu avec dossier Days

- **091356062** **Nouveauté**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319083885** • TVA : **20 %**

Haut. Siège - Accoudoir : **16 cm** • Dossier (l x h) : **47 x 15cm**

• Dim. (L x l) Siège : **40 x 40cm** • Haut. Totale : **36cm** •

Ouverture (L x l) : **12 x 15cm** • Larg. Ajustement : **60 - 72cm**

• poids : **3kg** • poids maximum : **130kg**

**65 € TTC**