



## Coussin de chaise en mousse haute densité

Réf : 091090802

### Description du produit

Ce coussin de chaise en mousse de haute qualité est idéal pour une variété de situations. Il peut être utilisé pour surélever un fauteuil ou une chaise, ou dans un fauteuil roulant pour offrir un confort supplémentaire.

Ce coussin de chaise en mousse possède une housse amovible en PVC qui à l'avantage d'être lavable.

### Spécificités techniques

EAN	5028318396061
TVA	20 %
Dim. (L x l x h)	43 x 43 x 8cm
Poids	725g