

Support universel alourdi



Réf : 081021377

Description du produit

- Augmente le diamètre et alourdit le crayon
 - Améliore la prise en main et le contrôle
 - Adaptation au diamètre du crayon grâce à 3 vis réglables
 - Vendu avec un stylo, un taille-crayon et une clé de réglage
-
- Pour objets \varnothing 3 à 12mm

Spécificités techniques

EAN	5028318238286
TVA	20 %
Modèle	Adulte
\varnothing	3,1cm
Long.	12,7cm
Poids	220g