


Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain pivotants

## Siège de bain pivotant Days

● disponible sous 10 jours



- Disponible en 3 largeurs
- Léger
- Cadre en aluminium
- Résistant à la corrosion
- Rotation par intervalles de 90°
- Transfert du patient facilité grâce aux accoudoirs latéraux
- Assise perforée pour permettre l'écoulement de l'eau



### Siège de bain pivotant Days - 091325836


Nouveauté

**189 € TTC**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319037260** • TVA : **20 %**

Larg. Totale : **66,5cm** • Larg. Siège : **46cm** • Prof. Siège :  
**39cm** • poids : **7,2kg** • poids maximum : **100kg**



### Siège de bain pivotant Days - 091427376

Nouveauté

**189 € TTC**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319047405** • TVA : **20 %**

Larg. Totale : **68,5cm** • Larg. Siège : **46cm** • Prof. Siège :  
**39cm** • poids : **7,2kg** • poids maximum : **100kg**



## Siège de bain pivotant Days - 091325257

Nouveauté

**189 € TTC**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319036683** • TVA : **20 %**

Larg. Totale : **71cm** • Larg. Siège : **46cm** • Prof. Siège :  
**39cm** • poids : **7,2kg** • poids maximum : **100kg**